


**445.00 €**

 Le lot de trois pipettes au choix  
 + 1 Portoir C5 + 1 Minuteur

## innovation **écopipette**

L'écopipette est conditionnée avec des matériaux recyclables et biodégradables et sont fabriquées à partir de ressources les plus renouvelables possibles, et ce, afin d'assurer une durée de vie prolongée.

### Les avantages uniques de CAPP écopipette™

- Le contrôleur de volume verrouillable nécessite 50% de tours en moins
- L'écran est entièrement visible pendant les opérations portatives
- Force requise réduite pour l'aspiration et la dispense des liquides
- La seule pipette avec contre-mécanisme fixe variable et échangeable
- Large coussin pour une éjection facile de la pointe
- Corps de pipette entièrement **autoclavable** (aucun démontage requis)
- Doubles joints toriques pour une étanchéité optimale de la pointe
- **Compatible** avec toutes les principales marques de pointes de pipette
- Conception durable comprenant une pointe de base en métal
- Faible fréquence de casse en cas de d'une chute accidentelle ou lors du montage de la pointe



### Pipettes à Volume Variable

| Cat. No. | Description  | Inexactitude % | Imprécision % | Couleur |
|----------|--|----------------|---------------|---------|
| C02-1S   | Pipette CAPP, vol variable. 0.2-2µL, ecopipette                              | 12.00 / 2.00   | 6.00 / 1.00   | ●       |
| C02-1    | Pipette CAPP, vol variable. 0.2-2µL, ecopipette (longueur similaire à C10-1) | 12.00 / 2.00   | 6.00 / 1.00   | ●       |
| C10-1    | Pipette CAPP, vol variable. 0.5-10µL, ecopipette                             | 2.50 / 1.00    | 1.80 / 0.50   | ○       |
| C20-1    | Pipette CAPP, vol variable. 2-20µL, ecopipette                               | 5.00 / 1.00    | 1.50 / 0.30   | ●       |
| C50-1    | Pipette CAPP, vol variable. 5-50µL, ecopipette                               | 2.00 / 1.00    | 1.20 / 0.30   | ●       |
| C100-1   | Pipette CAPP, vol variable. 10-100µL, ecopipette                             | 2.50 / 0.70    | 1.00 / 0.20   | ●       |
| C200-1   | Pipette CAPP, vol variable. 20-200µL, ecopipette                             | 2.50 / 0.60    | 0.70 / 0.20   | ●       |
| C1000-1  | Pipette CAPP, vol variable. 100-1000µL, ecopipette                           | 2.00 / 0.80    | 0.60 / 0.20   | ●       |
| C1000-1M | Pipette CAPP, vol variable. 100-1000µL avec incrément de 2µL, ecopipette     | 2.00 / 0.80    | 0.60 / 0.20   | ●       |
| C5000-1  | Pipette CAPP, vol variable. 1-5mL, ecopipette                                | 1.20 / 0.60    | 0.30 / 0.15   | ●       |
| C5000-1M | Pipette CAPP, vol variable. 0.5-5mL avec incrément de 10µL, ecopipette       | 1.20 / 0.60    | 0.30 / 0.15   | ●       |
| C10000-1 | Pipette CAPP, vol variable. 1-10mL, ecopipette                               | 3.00 / 0.60    | 0.60 / 0.15   | ●       |

## Nomenclature de commande 2023

### Cat. No      Description

SK-03-E01      CAPP ecopipette Kit de démarrage incluant 3 pipettes au choix, Portoir C-05, 3 supports de pointes et 1 Minuteur

Tous nos prix sont hors TVA